

La pharmacie d'entreprise ou d'atelier

à l'usage des SST ou du responsable désigné par l'employeur



Le contenu de la pharmacie d'entreprise ou de la boîte de secours par atelier **doit permettre aussi bien la pose d'un pansement sur une petite coupure que les interventions des SST, mais il doit être limité aux articles nécessaires aux soins d'urgence.**

Fonctionnement



Nommer un responsable par équipe de la boîte de secours, SST, connu de tous les salariés.



Vérifier le contenu des boîtes, à chaque utilisation, et éventuellement le renouveler (à défaut au moins une fois par mois).

Soins

Tout soin donné doit être noté par le secouriste sur un cahier :

- ✓ Nom du blessé
- ✓ Date et heure du soin
- ✓ Nature du soin
- ✓ Sièges des lésions
- ✓ Nom du secouriste



Attention

- ♦ **Pas de coton sur les plaies**
- ♦ **Pas de désinfectant coloré sur les plaies**
- ♦ **Pas de pommade antibiotique**
- ♦ **Pas de médicament dans la trousse à pharmacie**

Contenu

Matériel

- Ciseaux à bouts ronds**
- Pince à écharde**
- Brosse à ongles souple**
- Épingles de sûreté**
- Papier absorbant** (pour poser le matériel)
- Gants jetables sans latex, plusieurs tailles**, (pour la prévention des maladies transmises par le sang)
- Masque bouche-à-bouche**
- Sac plastique** (pour récupérer les pansements)
- Couverture de survie**
- Lampe électrique**
- Coussins réfrigérants ou bombe de froid**

Produits

- Savon liquide – Désinfectant pour les mains**
- Désinfectant** (chlorexidine uni dose - pour nettoyer une plaie et son pourtour avec une compresse ou un désinfectant tampon)
- Lotion oculaire** (dacryosérum ou sérum physiologique - pour un lavage oculaire avant la consultation chez l'ophtalmologiste)

Pansements et protections

- Compresse stériles de différentes tailles** (pour le nettoyage des plaies et leur protection)
- Pansements auto-adhésifs prédécoupés de tailles variées**
- Bande de crêpe ou bande à usage unique** (pour maintenir un pansement)
- Sparadrap hypoallergénique** (pour maintenir une compresse ou une bande de crêpe)
- Filet de maille élastique tubulaire** (pour maintenir une compresse ou un pansement de doigt)
- Coalgan** (pour les saignements de nez)
- Pansements compressifs CHUT** (pour stopper les saignements d'une blessure importante)
- Gels d'eau type compresse WATERJEL** (pour les brûlures thermiques uniquement)